

Übersicht PCR-Programme zu den Testsystemen von Hain Lifescience

GenoType MRSA Direct	MRSA DIR
GenoType MRSA	MRSA HOT
GenoType Staphylococcus GenoType BC grampositive GenoType BC gramnegative micro-IDent® micro-IDent®plus	30CYCLES
GenoType CDiff	30CYCLES für Kulturproben; 40CYCLES für Stuhlproben
GenoType PAI-1 GenoType HH GenoType AAT GenoType LCT	HOT 30; HOT 35 für GENO•CARD
ThromboType® ThromboType®plus	HOT 30; HOT 30 oder HOT 35 für GENO•CARD
GenoType MTHFR	HOT 30; HOT 30 für GENO•CARD
GenoType ApoE	HOT 35; HOT 40 für GENO•CARD
GenoType HelicoDR	HOT 30 für Kulturproben; HOT 35 für Biopsieproben
GenoType Mycobacteria Direct	MYCO DIR
GenoType MTBDRplus GenoType MTBDRsl	HOT 30 für Kulturproben; HOT 40 für Direktproben
GenoType MTBC GenoType Mycobacterium CM GenoType Mycobacterium AS GenoType EHEC GenoType Enterococcus	HOT 30
GenoQuick® MRSA	GQFST1
GenoQuick® HLA-B27	GQHOT 30; GQHOT 35 für GENO•CARD
GenoQuick® Bordetella	GQFST1
GenoQuick® CT	GQHOT 40
GenoQuick® MTB	GQMTB