

Artikelnummern:

Art.-Nr.	eSwab™ Steriles Entnahmeset enthält Polypropylen-Röhrchen mit Schraubverschluss, 1 ml modifiziertes flüssiges Amies-Medium	VK-Einheit
480CE	Standard Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer z.B. für Nase, Rachen, Vagina, Wunden, Rektum, Stuhl	100 Stück
481CE	MiniTip Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer z.B. für Auge, Ohr, Nase, Rachen, Urogenitalbereich	100 Stück
482CE	Flexibler Nasopharyngeal Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer z.B. für Nasen-Rachen-Raum, Pädiatrie	100 Stück