



Platzsparende Diagnostik mit dem kleinen Thermocycler von Hain Lifescience

Der GTQ-Cycler 24 ist ein kleiner und leistungsfähiger Thermocycler, der Sie bei der Abarbeitung der GenoType- und GenoQuick®-Testsysteme unterstützt.



Ihre Vorteile mit dem GTQ-Cycler 24:

- **Geringer Platzbedarf:** Der GTQ-Cycler 24 benötigt keine große Stellfläche und ist daher auch unter beengten räumlichen Verhältnissen die ideale Lösung.
- **Benutzerfreundlich:** Die PCR-Programme für die Abarbeitung der GenoType- und GenoQuick®-Testsysteme sind bereits vorprogrammiert und können sofort aufgerufen werden.
- **Hoher Bedienkomfort:** Der übersichtliche Farb-Touchscreen ermöglicht eine einfache Bedienung sowie eine schnelle Programmierung. Eine USB-Schnittstelle erlaubt das Aufrufen und Speichern von Programmen von einem USB-Memorystick.
- **Sichere Datenverwaltung:** Von jedem ausgeführten PCR-Programm wird ein detaillierter GLP-Bericht gespeichert. Diese Berichte können aufgerufen und auf einen USB-Memorystick gespeichert werden. Eine sichere Datenverwaltung ist somit gewährleistet.
- **CE-Zertifizierung**

Einfache Bedienung und hohe Funktionalität bei geringem Platzbedarf

Der **GTQ-Cycler 24** ist ein besonders kleiner Thermocycler und durch die gleichzeitige Abarbeitung von 24 Proben für einen geringen Probenumsatz konzipiert. Der anwenderfreundliche Farb-Touchscreen ist mit einer Drag & Drop-Funktion ausgestattet und ermöglicht dadurch eine einfache Bedienung. Der **GTQ-Cycler 24** erlaubt das Speichern von 99 Programmen. So können über eine USB-Schnittstelle zusätzlich zu den vorinstallierten Programmen weitere PCR-Programme importiert werden.



Allgemeine Merkmale



- Maße des Geräts (B x T x H): 19 x 23,5 x 18,5 cm
- Gewicht inkl. Block: 3,6 kg
- Anzahl der Proben: 1 Block für 24 x 0,2 ml-Reaktionsgefäße
- Probenvolumen: 2–150 µl
- Temperaturbereich: 4–99 °C
- Temperaturgenauigkeit: ± 0,4 °C (20–99 °C); ± 1 °C (4–20 °C)
- Heizrate/Kühlrate: bis zu 3 °C pro Sekunde
- Konstante Deckeltemperatur (112 °C)
- Blockuniformität: ± 0,4 °C (30–99 °C)
- GLP-Berichte zur vollständigen Dokumentation
- USB-Schnittstelle
- CE-Zertifizierung

Artikelnummer

GTQ-Cycler 24

Art.-Nr. 7025008

Der **GTQ-Cycler 24** ist der ideale Thermocycler für eine kosteneffiziente Labordiagnostik bei geringem bis mittlerem Probenumsatz.

Für Fragen oder die Erstellung eines individuellen Angebots stehen wir Ihnen unter Tel.: 0 74 73- 94 51- 0 oder info@hain-lifescience.de gerne zur Verfügung.

Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1 | 72147 Nehren

Tel.: 0 74 73- 94 51- 0 | Fax: 0 74 73- 94 51- 31

E-Mail: info@hain-lifescience.de | www.hain-lifescience.de

