

# DNA-Isolierung von Hain Lifescience

## GenoType® DNA Isolation Kit

Mit dem **GenoType® DNA Isolation Kit** haben Sie die Möglichkeit in kürzester Zeit hochaufgereinigte DNA für den Einsatz in jede herkömmliche Amplifikationsreaktion (PCR) zu gewinnen. Als Ausgangsmaterial genügen geringste Mengen humanes Vollblut, Körperflüssigkeiten, Gewebe oder eukaryotische Zellkulturen.



### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- DNA-Isolierung und Aufreinigung in ca. 12 Minuten
- Zuverlässige DNA-Isolierung aus kleinsten Ausgangsmengen (1-50 µl)
- Hohe Ausbeute (1-2 µg DNA)
- Ergebnis in wenigen Arbeitsschritten

# GENO•CARD®

Die **GENO•CARD®** erlaubt Ihnen eine schnellstmögliche DNA-Isolierung. Hierzu wird ein Tropfen des zu untersuchenden Materials auf die **GENO•CARD®** aufgebracht. Ein kleines Stück der Trägermatrix wird anschließend ausgestanzt und ohne weitere Aufreinigung direkt in die Amplifikationsreaktion eingesetzt.

So einfach und zeitsparend ist die DNA-Isolierung mit der **GENO•CARD®**.



#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- DNA-Isolierung in wenigen Minuten
- Einfachste Handhabung
- Lagerung des aufgetropften Materials über Monate

## Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1 | 72147 Nehren

Tel.: 0 74 73- 94 51- 0 | Fax: 0 74 73- 94 51- 99

E-Mail: [info@hain-lifescience.de](mailto:info@hain-lifescience.de) | [www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de)

